

ラディアルシーネ®

カテーテル検査用・Aライン用 手首固定具

特許
取得



医療現場の声から生まれた手首用シーネ
装着するだけで手首の角度が決まる




使用イメージ(Sサイズ)


製品仕様

【使用方法(本体)】

シーネを装着






テープで固定
(止血バンドは付属しておりません)



【使用方法(台座)】

台座の凹部に、本体裏の凸部を
はめ込む



サイズ目安

SS: 小柄な女性向け
S : 平均的な男性・女性向け
M : 大柄な男性向け
台座は各サイズ共通で使用できます。

製品名	ラディアルシーネ	
材質	発泡スチロール	
寸法・質量	約35g	
価格	SS/S/M 台座(各サイズ共通)	各¥7,000- 各¥7,000-



ご注意

- ・過度に力を加えると破損する恐れがあります。
- ・本品装着時は肘の屈曲を最小限に留めるよう注意して下さい。
- ・破損、汚れが目立つ場合は新しいものに交換して下さい。
- ・水濡れ、直射日光、火気、高温多湿を避けて保管して下さい。

お問い合わせ先

株式会社坂本設計技術開発研究所

〒573-0128
大阪府枚方市津田山手サイエンスヒルズ2丁目20-1

TEL 072-897-5311

Mail: keiki_otomak@s-sst.com

HP: <http://www.s-sst.com>

メモ